

CANTAR ELECTRONIC CU PLATFORMA DIN STICLA

EB-9471 Ghid de utilizare

Înainte de a utiliza acest cântar pentru prima dată, citiți cu atenție acest manual și utilizați cântarul în mod corespunzător, în condiții de siguranță. Vă rugăm să păstrați la îndemână acest manual de instrucțiuni pentru a-l putea consulta ulterior.

Caracteristicile produsului

- Precizie ridicată

Precizie 0,1 kg. Este posibilă chiar și detectarea unei ușoare modificări de greutate.

Greutate maxima: 150 kg. La depășirea acestei greutăți pe ecran va apărea mesajul: **Err**

- Ecran LCD mare 25 mm (1 inch)
- Platforma este realizată din sticlă calită complexă
- Buton încorporat de cuplare a alimentării

Cu o singură atingere a platformei cu piciorul, alimentarea este cuplată.

- Decuplarea automată a sursei de alimentare

La încheierea cântării, sursa de alimentare se va decupla în câteva secunde.

Măsuri de siguranță

- Nu utilizați cântarul pe suprafețe alunecoase, cum ar fi o podea umedă.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici.
- Nu faceți mișcări bruște atunci când vă urcați pe cântar sau când vă aflați pe acesta.
- Nu utilizați cântarul având corpul și/sau picioarele umede (de exemplu, după baie).
- Platforma de sticlă trebuie protejată de șocuri și vibrații
- Nu pășiți pe marginea sau pe zona de afișare a cântarului.
- Persoanele invalide sau cu debilitate fizică trebuie să beneficieze de ajutorul altei persoane la fiecare utilizare a acestui cântar. Când pășiți pe cântar, utilizați o bară de sprijin sau un obiect asemănător.
- A se utiliza în interior.
- A nu e utiliza în alte scopuri decât pentru măsurarea greutății
- Nu demontați, nu reparați și nu modificați cântarul.
- Nu utilizați baterii care nu sunt recomandate pentru acest cântar. Respectați polaritatea corectă la montarea bateriei.
- Când bateria este descărcată pe ecranul cântarului va apărea mesajul **Lo**. Înlocuiți imediat bateria uzată cu una nouă.
- Nu aruncați bateriile uzate în foc.
- Dacă electrolitul din baterie intră în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, clătiți imediat cu multă apă curată.
- Îndepărtați bateria din aparat atunci când aparatul nu va fi utilizat pe o perioadă de timp mai îndelungată (aproximativ trei luni sau mai mult).
- Acest cântar este destinat în exclusivitate uzului casnic. Nu este destinat utilizării în spitale sau în alte instituții de profil medical.

Sfat general: Nu amplasați cântarul pe o suprafață amortizantă, de exemplu pe un covor. Este posibil să nu se poată realiza o măsurare corectă.

Prezentare produs



- 1 Afișaj
- 2 Platforma de sticlă
- 3 Sistem anti-alunecare
- 4 Compartiment baterie

Alimentare

Alimentarea cantarului se realizeaza cu ajutorul unei baterii de 3V tip CR2032.



Deschideti compartimentul bateriei si introduceti o baterie CR2032 respectand polaritatea corecta. A se utiliza doar baterii de foarte buna calitate.

Utilizare

1. Asezati cantarul pe o suprafata dura, plana



2. Atingeti platforma de sticla a cantarului, indepartati piciorul si asteptati cateva secunde si pe ecran va apare: **0.0 kg**

Sursa de alimentare va fi decuplată automat dacă nu se utilizează cântarul în 10

secunde de la apariția simbolului **0.0 kg**

3. Urcati-va pe cantar distribuind uniform greutatea pe platforma de sticla (asezati-va in centrul cantarului), stati nemiscat pana cand pe ecran va fi afisata greutatea.

Afisajul se va stinge dupa cateva secunde si o noua cantarire va fi posibila repetand procedura de mai sus.

Intretinerea si curatarea cantarului

- Cântarul trebuie să fie întotdeauna curat înainte de utilizare.
- Ștergeți cântarul cu o lavetă moale și uscată.

Dacă este necesar, utilizați o lavetă umezită cu apă sau detergent și stoarceți-o bine înainte de a șterge cântarul, apoi ștergeți bine cu o lavetă uscată.

- Nu utilizați benzen sau diluant pentru curățarea cântarului.
- Nu spălați cântarul cu apă.

Întreținerea și depozitarea

- Nu depozitați cântarul în următoarele condiții:
 - Umiditate ridicata, când umezeala sau apa pot pătrunde în interiorul cântarului
 - La temperaturi extreme, de exemplu în lumină solară directă, sub o instalație de aer condiționat sau în locații cu praf.
 - Locații expuse riscurilor de șocuri sau vibrații bruște
 - Locații în care sunt depozitate produse chimice sau unde sunt prezente gaze corozive.
- Nu efectuați personal reparații, indiferent de gen. În caz de defecțiune, prezentați cântarul unui service autorizat.
- Obiectele lăsate pe platformă timp îndelungat vor menține sursa de energie cuplată și vor determina epuizarea bateriei.



Simbolul de pe produs sau documentația acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere la terminarea perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte

tipuri de deșeuri și să le reciclați responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii sunt invitați să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, sau autoritățile locale pentru detalii despre modul în care aceștia pot prelua produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.

Dezafectarea bateriilor uzate trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările naționale în domeniu.